

AlterG VIA GEN3



Ausstattung

- » breiter Zustieg mit viel Bewegungsfreiheit beim gehen und laufen
- » einfachste Handhabung / schnelles Wechseln der Programme
- » Antrieb über Gurt (Flat Belt)
- » Präzise Gewichtsentlastung in 1 % Schritten
- » Frontkamera inklusive Live Video
- » AlterG-Assistent
- » Monitor 15"
- » Stride Smart Gangfeedback
- » Medizinprodukt Klasse 1

Technische Daten

- » Maße (L/B/H): 213/97/165 cm
- » Unterlegmatte (L/B): 270/120 cm
- » Gesamtgewicht: ca. 249 kg
- » Nutzergewicht: 39 bis 181 kg
- » Geschwindigkeit
 - » Vorwärts bis 24 km/h
 - » Start: 0,16 km/h
 - » Rückwärts bis -8 km/h
- » Steigung 0 % bis 15 %

Studien

[Zu den AlterG Studien](#)

Süss Medizintechnik GmbH

Tel. 0443 7752 81702

info@suessmed.com