

MEDI-SQUAT

Kniebeuge mit
Kontrolle der Beinachse





MEDI-SQUAT

Die Kniebeuge-Lernstation

Die Kniebeuge ist in der Trainingstherapie eine grundlegende Übung. Als alltagsnahe Bewegung finden wir sie in unserem täglichen Leben in unterschiedlichen Formen.

Deshalb ist das Erlernen dieser Übung in der Therapie bei zahlreichen Krankheitsbildern entscheidend.



Dr. WOLFF[®]
SPORTS & PREVENTION

MEDI-SQUAT

Kontrolle der Beinachse

Ein Spiegel mit Skalierung und verschiebbarer Orientierungslinie ermöglicht die exakte Einstellung der Ausgangsposition und den Beinabstand.

Die Orientierungslinie sichert die perfekte optische Kontrolle der Beinachse während der Bewegung. Unerwünschte Ausweichbewegungen werden sofort erkannt.



Eine clevere Lösung

- Gleitende Handgriffe erleichtern Anfängern und Patienten das Bewegungsklernen.
- Der stufenlos höhenverstellbare Sitz und eine Skalierung in der Bodenplatte definieren die korrekte Ausgangsposition.
- Ein zweiter Spiegel auf der Rückseite des Gerätes: eine gute Lösung für die einbeinige Kniebeuge unter Kontrolle der Beinachse.




MEDI-SQUAT

Die entscheidenden Details für das Erlernen einer richtigen ein- und beidbeinigen Kniebeuge:



Stufenlose
Sitzhöhen-
verstellung



Spiegel mit
verschiebbarer
Orientierungshilfe
und Skalierung



Gleitende
Handgriffe



Zusätzlicher Spiegel
auf der Geräterückseite

- ebenfalls mit Skalierung und verschiebbarer Orientierungshilfe
- für freie Übungen unter Kontrolle der Beinachse



Bodenskala



MEDI-SQUAT 758

Aufstellmaß:

L 130 x B 75 x H 130 cm

CE Medizinprodukt
nach der Verordnung (EU) 2014/745 (MDR)



Exklusiver Vertrieb in Österreich durch:

SÜSSMED
Medizintechnik

Süss Medizintechnik GmbH
Fuchsleiten 3, 4911 Tumeltsham
Tel.: +43 (0)7752 81702
Email: info@suessmed.com