



Laufband Ergometer mercury® med

Vorteile

- Medizinprodukt Klasse IIb
- User-Terminal MCU 5 rechts mit Tastatur und Display, drehbar (bei verstellbaren Handlauf mittig)
- Not-Aus-Funktionsknopf
- Sicherheitsleine mit Magnet (Not-Aus-Funktion)
- Steckbarer Handlauf kurz/lang
- Flacher Einstieg mit 18 cm

Laufband Ergometer mercury® med

Technische Daten

- Lauffläche: L: 150 cm (4ft 11,06″) B: 50 cm (1ft 7,69″)
- Geschwindigkeit: 0...22,0 km/h (0...6,1 m/s) (0...13,6 mph)
- Steigung: 0...25,0 % (0...14,0°) motorbetriebene Verstellung
- digitale Schnittstelle: 1 x RS 232 com1 mit 9600 bps: inkl. PC-Protokoll, h/p/cosmos coscom® & Druckerprotokoll seriell
- Farbe Rahmen: reinweiss RAL 9010 (pulverbeschichtet)
- Klassifizierung: Medizinprodukt Risikoklasse IIb gemäß RL 93/42/EWG, aktives therapeutisches Medizinprodukt und aktives diagnostisches Medizinprodukt
- Verwendungsklasse: S, I gemäß ISO 20957-1
- Genauigkeitsklasse: A (hohe Genauigkeit) gemäß EN 957-6

Ausstattung

- Medizinprodukt Klasse IIb
- User-Terminal MCU 5 rechts mit Tastatur und Display, drehbar (bei verstellbaren Handlauf mittig)
- Not-Aus-Funktionsknopf
- Sicherheitsleine mit Magnet (Not-Aus-Funktion)
- Steckbarer Handlauf kurz/lang

- Flacher Einstieg mit 18 cm

Trainingsprogramme

- 25 Programme/Profile
- 6 Trainingsprofile (skalierbar, mehr als 100 Variationen)
- 11 Testprofile (UKK 2 km Walktest, Bruce, Stufentest, Naughton, Ellestad, Gardner, Conconi, Rampe, etc.)
- 8 frei definierbare Programme zu je 40 Programmschritten

OPTIONEN

- Anbindung IPN-Test-Suite - proxomed Edition über RS 232
- Integriertes Chipkartensystem über proxotrain ansteuerbar
- Sicherheitsbügel
- Langer Handlauf
- Verstellbarer Handlauf
- Kinderhandlauf
- Drehrichtungsumkehr
- Armstützen mit Skala und Gelenkrobwalk
- robowalk Expander-System: Einstellbare Expander-Seilzüge bieten Unterstützung bzw. Widerstand während der Geh- und Laufbewegung
- Rollstuhlrampe
- Dynamisches Gewichtsentlastungssystem airwalk ap
- Ganganalyse über zebris Druckmessplatte

RAHMEN

- RAL 9010 Reinweiß