



Laufband Ergometer quasar® med

Vorteile

- Medizinprodukt Klasse IIb
- User-Terminal MCU 5 rechts mit Tastatur und Display, drehbar (bei verstellbaren Handlauf mittig)
- Not-Aus-Funktionsknopf
- Sicherheitsleine mit Magnet (Not-Aus-Funktion)
- Steckbarer Handlauf kurz/lang
- Flacher Einstieg mit 23 cm

Laufband Ergometer quasar® med

Technische Daten

- Lauffläche: L: 170 cm (5ft 6,9″) B: 65 cm (2ft 1,6″)
- Geschwindigkeit: 0...25,0 km/h (0...6,9 m/s) (0...15,5 mph)
- Steigung: 0...28 % (0...15,6°) motorbetriebene Verstellung; (bis zu -28 %...+28 % durch optionale Laufrichtungsumkehr)
- Digitale Schnittstelle: 1 x RS 232 com1 mit 9600 bps: inkl. PC-Protokoll, h/p/cosmos coscom® & Druckerprotokoll seriell.
- Farbe Rahmen: reinweiss RAL 9010 (pulverbeschichtet)
- Klassifizierung: Medizinprodukt Risikoklasse IIb gemäß RL 93/42/EWG, aktives therapeutisches Medizinprodukt und aktives diagnostisches Medizinprodukt
- Verwendungsklasse: S, I gemäß ISO 20957-1
- Genauigkeitsklasse: A (hohe Genauigkeit) gemäß EN 957-6

Ausstattung

- Medizinprodukt Klasse IIb
- User-Terminal MCU 5 rechts mit Tastatur und Display, drehbar (bei verstellbaren Handlauf mittig)
- Not-Aus-Funktionsknopf
- Sicherheitsleine mit Magnet (Not-Aus-Funktion)

- Steckbarer Handlauf kurz/lang
- Flacher Einstieg mit 23 cm

Trainingsprogramme

- 42 Programme / Profile
- 6 Trainingsprofile (skalierbar, mehr als 100 Variationen)
- 28 Testprofile (UKK 2 km Walktest, Bruce, Stufentest, Naughton, Ellestad, Gardner, Conconi, Rampe, etc.)
- 8 frei definierbare Programme zu je 40 Programmschritten

RAHMEN

- RAL 9010 Reinweiß