



## Laufband Ergometer pulsar® med

### Vorteile

- Medizinprodukt Klasse IIb
- User-Terminal MCU 5 rechts mit Tastatur und Display
- Not-Aus-Funktionsknopf
- Sicherheitsleine mit Magnet (Not-Aus-Funktion)
- Steckbarer Handlauf kurz/lang
- Flacher Einstieg mit 23 cm

## Laufband Ergometer pulsar® med

### Technische Daten

- Lauffläche: L: 190 cm (6ft 2,8&#8243;) B: 65 cm (2ft 1,6&#8243;)
- Geschwindigkeit: 0...40,0 km/h (0...11,1 m/s) (0...24,8 mph)
- Steigung: -25,0%...+25,0 % (-14,0°...+14,0°)
- digitale Schnittstelle: 2 x RS 232 com1 & com2 mit 9600 bps: inkl. PC-Protokoll, h/p/cosmos coscom® & Druckerprotokoll seriell
- Farbe Rahmen: reinweiss RAL 9010 (pulverbeschichtet)
- Klassifizierung: Medizinprodukt Risikoklasse IIb gemäß RL 93/42/EWG, aktives therapeutisches Medizinprodukt und aktives diagnostisches Medizinprodukt
- Verwendungsklasse: S, I gemäß ISO 20957-1
- Genauigkeitsklasse: A (hohe Genauigkeit) gemäß EN 957-6
- Medizinprodukt Klasse IIb
- User-Terminal MCU 5 rechts mit Tastatur und Display, drehbar (bei verstellbaren Handlauf mittig)
- Not-Aus-Funktionsknopf
- Sicherheitsleine mit Magnet (Not-Aus-Funktion)
- Steckbarer Handlauf kurz/lang
- Flacher Einstieg mit 23 cm

### Trainingsprogramme

- 42 Programme / Profile
- 6 Trainingsprofile (skalierbar, mehr als 100 Variationen)
- 28 Testprofile (UKK 2 km Walktest, Bruce, Stufentest, Naughton, Ellestad, Gardner, Conconi, Rampe, etc.)
- 8 frei definierbare Programme zu je 40 Programmschritten

## **RAHMEN**

- RAL 9010 Reinweiß