

Galileo S25



Vorteile

- Seitenalternierendes Vibrationstraining
- Höchster Qualitätsstandard
- Einstellbarer Frequenzbereich: 10 - 30 Hz
- Galileo Silent
- Entwickelt und hergestellt in Deutschland

Galileo S25

zum shop

Muskeltraining auf sehr kleinem Raum

Das Einsteiger-Modell der Galileo® Standgeräte-Serie mit kompakter Technik.

Galileo S 25 ermöglicht Ihnen die tägliche Portion Muskeltraining zur Steigerung Ihrer Leistungsfähigkeit auf kleinem Raum. Durch die speziell entwickelte Silent-Technologie werden die Laufgeräusche der Galileo Geräte deutlich reduziert.

Im Lieferumfang enthalten ist eine Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten sowie zum bequemen Anpassen der Trainingsfrequenz während des Trainings.

Lieferumfang und technische Daten

Fernbedienung

Mit 3 Tasten: Start/Stopp, Frequenz +/-

Basiseinheit

Integriertes Bedienteil inklusive 4 Tasten (Start/Stopp,

Auswahltaste Select [Frequenz, Zeit...], +/- Taste) und Anzeige

Maße: 683 x 490 x 131 mm

Tritfläche: 547 x 349 mm

Gewicht: 31 kg

Amplitude: 0..+/-3,4 mm (Hub: 6,8 mm)

Max. Beschleunigung: 12,3 g

Frequenzbereich: 10..30 Hertz

Max. Belastbarkeit: 120 kg

Elektrische Daten: 230 V AC, 50/60 Hz, 400 VA

CE-Kennzeichnung

Enthaltenes Zubehör

Netzkabel und Bedienungsanleitung

Trainingsposter mit Galileo Grundübungen

Trainingshandbuch

Der optionale Haltebügel kann zusätzliche Sicherheit beim

häuslichen Training bieten. Er wird ohne großen Montageaufwand an die Basiseinheit angesteckt, sodass Sie ihn bei Bedarf

auch nachträglich kaufen können.

Optional erhältlich

- Halteständer mit Grundplatte

Maße: 730 x 750 x 1150 mm; Gewicht: 17 kg

- Haltebügel mit Transportrollen

Maße: 434 x 272 x 1051 mm; Gewicht: 3 kg

- Smart Coaching-Funktion

Automatische Frequenzanpassung bei unpassender

Fußstellung bzw. Körperhaltung

- Wobbel-Funktion inklusive Wobbel-Fernbedienung

Training von Gleichgewicht und Koordination

- Farbvarianten: karminrot, schwarz, cremeweiß