



Compass 540 proxotrain

Vorteile

- Spezialsoftware zur Evaluation der Ausdauerleistungsfähigkeit
- IPN-Test als wissenschaftlich überprüftes, valides Testverfahren für Ergometer und für das Laufband
- Auswahl der unterschiedlichen Testverfahren (Fahrrad, Laufen, Walken) je nach Präferenz, Zielgruppe oder Vorerfahrung des Patienten/Kunden
- Kurzversionen des IPN-Test als Screening-Methode, je nach Leistungszustand 4 oder 6 Minuten
- Submaximale, maximale Testverfahren zur Ermittlung der kardiovaskulären Leistungsfähigkeit
- Konfiguration freier Testprofile

Compass 540 proxotrain