



Kinvent K-Grip

Vorteile

- Objektive Daten
- Patientenfortschritt tracken
- Erhöhte Motivation des Patienten
- Einfaches erstellen von Reports
- Live-Feedback
- Einfache und praktikable Anwendung

Kinvent K-Grip

DYNAMOMETER

ZUR MESSUNG DER GRIFFKRAFT

K-Grip wurde entwickelt, um die Griffkraft zu messen und zu trainieren.

Technische Daten:

- Abtastfrequenz: 2000 Hz
- Akkulaufzeit: 12 h
- Reichweite: 40 m
- Fehlerspanne: 0,2 %
- Gewicht: 170 g
- Maximal messbare Kraft: 90 kg

Messwerte:

- Maximalkraft

Der K-Grip kann auch zur Extrapolation der Seitenrotatorenkraft verwendet werden. In einigen Fällen kann die Griffstärke ein Indikator

für die Rekrutierungskapazität der Rotatorenmanschette sein.