



Kinvent K-Force Plates

Vorteile

- Objektive Daten
- Patientenfortschritt tracken
- Erhöhte Motivation des Patienten
- Einfaches erstellen von Reports
- Live-Feedback
- Einfache und praktikable Anwendung

Kinvent K-Force Plates

Kraftmessplatten für die statische und dynamische Balanceanalyse

Die K-Force-Plates wurden für die Haltungsanalyse entwickelt. Sie sind auch ideal für die Beurteilung und Training der Propriozeption der unteren und oberen Gliedmaßen.

Technische Daten:

- Abtastfrequenz: 1000 Hz
- Akkulaufzeit: 20 h
- Reichweite: 40 m
- Fehlerspanne: 0,1 %
- Gewicht pro Platte: 2 kg
- Maximal messbares Gewicht: 600 kg pro Platte

Messwerte:

- Gleichgewichtsanalyse