



Kinvent K-Deltas

Vorteile

- Objektive Daten
- Patientenfortschritt tracken
- Erhöhte Motivation des Patienten
- Einfaches erstellen von Reports
- Live-Feedback
- Einfache und praktikable Anwendung

Kinvent K-Deltas

Kraftmessplatten für die Sprunganalyse

Technische Daten:

- Abtastfrequenz: 2000 Hz
- Akkulaufzeit: 20 h
- Reichweite: 20 m
- Fehlerspanne: 0,1 %
- Gewicht pro Platte: 8,8 kg
- Maximal messbares Gewicht: 2000 kg pro Platte
- Abmessungen: 44x547x368 mm

Protokolle:

- Counter Movement Jump und Squat Jump Protokoll: Kraft, Leistung, RFD, links/rechts Verteilung
- Drop Jump Protokoll: Kraft, Leistung, RFD, links/rechts Verteilung
- Kraft/Geschwindigkeits Profil
- Dynamic Strength Index