



Vorteile

- 3 Aufzeichnungskanäle
- 50 g Gewicht
- wechselbare Armbänder
- O-LED Display zur EKG-Kontrolle

custo watch:

Das Ergebnis konsequenter Entwicklungsarbeit. Das Langzeit-EKG wird mit einem leichten Brustgurt aufgezeichnet, drahtlos an die EKG-Uhr gesendet und dort gespeichert. Ohne Klebeelektroden, ohne Kabel. Dafür mit hohem Patientenkomfort und ansprechendem Design.