



MIT SIGNIFIKANTER VERBESSERUNG DER ARTEFAKTUNTERDRÜCKUN G

Vorteile

- hochwertiges Doppelschlauchsystem
- oszillometrisches Messverfahren, autom. Nullabgleich
- Messdauer < 30 sec.
- Infrarot-Datenübertragung über custo com IR

MIT SIGNIFIKANTER VERBESSERUNG DER ARTEFAKTUNTERDRÜCKUNG

validiert nach ESH-IP 2010 Protokoll

custo screen 300:

custo screen 300 ist weltweit der erste Langzeit-Blutdruckrekorder validiert nach den neuen, strengeren Vorgaben der Europäischen Hypertonie Gesellschaft (ESH-IP 2010 Protokoll). Die speziell entwickelte Messtechnik verbessert die Artefaktunterdrückung signifikant. Für hohen Patienten-komfort sorgt die automatische Tag-Nacht-Erkennung, schnellere Auf- und Abpumpzeiten und die geräuscharme Arbeitsweise des Rekordes.

- Hochwertiges Doppelschlauchsystem zur signifikanten Reduktion von Bewegungsartfakten
- custo screen 300 Gerät:

Geräuscharme Pumpenventileinheit für mehr Patientenkomfort

Lernfähiger Algorithmus zur patientenschonenden Messung

Robuster Rekorder mit Hochleistungsbaugruppen für gesteigerten Produktlebenszyklus

- Hautfreundliche, leicht zu desinfizierende, synthetische Manschette erhältlich in den Größen S - XXL
- Drahtlose Datenübertragung vom Rekorder zum PC