



# MIT SIGNIFIKANTER VERBESSERUNG DER ARTEFAKTUNTERDRÜCKUN G

## Vorteile

- hochwertiges Doppelschlauchsystem
- oszillometrisches Messverfahren, autom. Nullabgleich
- Messdauer < 30 sec.
- Infrarot-Datenübertragung über custo com IR

## MIT SIGNIFIKANTER VERBESSERUNG DER ARTEFAKTUNTERDRÜCKUNG

### validiert nach ESH-IP 2010 Protokoll

#### custo screen 400:

custo screen 400 entspricht custo screen 300 mit folgenden Zusatzmerkmalen:

- maximale Aufnahmezeit 24 Stunden bei gleichzeitigem Empfang und Speichern des EKGs
- Speichermedium mit mini-SD Karte
- Datenübertragung USB-Kartenleser

custo screen 400 ist ebenso wie der custo screen 300 validiert nach den neuen, strengeren Vorgaben der Europäischen Hypertonie Gesellschaft (ESH-IP 2010 Protokoll)

custo screen 300 ist weltweit der erste Langzeit-Blutdruckrekorder validiert nach den neuen, strengeren Vorgaben der Europäischen Hypertonie Gesellschaft (ESH-IP 2010 Protokoll). Die speziell entwickelte Messtechnik verbessert die Artefaktunterdrückung signifikant. Für hohen Patienten-komfort sorgt die automatische Tag-Nacht-Erkennung, schnellere Auf- und Abpumpzeiten und die geräuscharme Arbeitsweise des Rekordes.

- Hochwertiges Doppelschlauchsystem zur signifikanten Reduktion von Bewegungsartefakten
- custo screen 300 Gerät:

Geräuscharme Pumpventileinheit für mehr Patientenkomfort

Lernfähiger Algorithmus zur patientenschonenden Messung

Robuster Rekorder mit Hochleistungsbaugruppen für gesteigerten Produktlebenszyklus

- Hautfreundliche, leicht zu desinfizierende, synthetische Manschette erhältlich in den Größen S - XXL

- Drahtlose Datenübertragung vom Rekorder zum PC