



## Thera-Trainer Bemo

### Vorteile

- Passives, aktives und assistives Training
- Nutzung als Bein- und Oberkörpertrainer, optional mit THERA-soft
- Training in liegender, halbliegender und sitzender Position
- in der Intensivstation, Frühreha, Reha, Physiotherapiepraxis, Dialyse etc. einsetzbar
- sensorgesteuerte Distanzerkennung zwischen Trainer und Patient
- einfache Hygiene durch geschlossene Oberflächen
- elektrische Höhenverstellung
- geringer Platzbedarf
- für Bettbreiten bis 115 cm
- ergonomisches, einfaches und schnelles Anpassen des Trainers an den Patienten

## Thera-Trainer Bemo

### Mobilisation in der Frührehabilitation und auf der Intensivstation

Der THERA-Trainer bemo ist ein Bewegungstrainer für die kreisförmige passive, assistive oder aktive Bewegung der Arme und Beine. Er kann die Mobilität von bettlägerigen und schwer betroffenen Patienten in der Frührehabilitation und der Intensivstation gezielt fördern. Des Weiteren ist auch optimal für den Einsatz während der Dialyse geeignet.

### Sicher - Wirksam - Variabel

Rechtzeitige Bewegungstherapie verkürzt die Dauer der Intensivbehandlung. Denn frühes Mobilisieren verbessert nicht nur das funktionelle Outcome dieser Patienten langfristig, sondern auch den Grad der Wachheit.

Der Therapeut kann den Patienten mühelos und flexibel in Bewegung bringen. Dabei lässt sich der Trainer schnell und individuell auf den Trainierenden einstellen.

### Wichtige Therapieziele

- pulmonale Funktionen stabilisieren
- Intensiv-Komplikationen reduzieren

- Stoffwechsel aktivieren
- funktionelles Outcome verbessern