



Alter-G Neo

Vorteile

- breiter Zustieg mit viel Bewegungsfreiheit beim gehen und laufen
- einfachste Handhabung / schnelles Wechseln der Programme
- Körpergewichtsentlastung in 1 %-Schritten
- Stopp bei max Entlastung von 80%
- Monitor 21 "
- Antrieb über Gurt (Flat Belt)
- Medizinprodukt Klasse 1

Alter-G Neo

Beschwerdelos laufen mit dem Anti-Schwerkraft-Laufband

Optimieren Sie Ihre Methode und revolutionieren Sie die Patientenversorgung mit dem völlig neuen, benutzerfreundlichen Design und derselben patentierten DAP-Technologie für präzises und konstantes Abwiegen, welches der Meilenstein eines jeden AlterG-Systems ist.

Und das Beste daran?

Das AlterG NEO ist das kostengünstigste Gerät, das es bisher gab. Mit dem NEO können Sie Ihren Kunden Ergebnisse zu einem Preis liefern, der für Sie passend ist, und das auf einem Anti-Gravitations-Laufband, das für Ihre Kunden passend ist.

TECHNISCHE DATEN

- Maße (L/B/H): 213/97/165 cm
- Unterlegmatte (L/B): 270/120 cm
- Gesamtgewicht: ca. 249 kg
- Nutzergewicht: 39 bis 181 kg
- Geschwindigkeit
 - Vorwärts bis 16 km/h
 - Start: 0,3 km/h
 - Rückwärts bis -4,8 km/h
- Steigung 0 % bis 15 %

zu den AlterG Studien

