



## Alter-G VIA GEN3

### Vorteile

- Stride Smart Live Feedback
- Live Video inklusive Frontkamera
- AlterG-Assistent
- breiter Zustieg mit viel Bewegungsfreiheit beim gehen und laufen
- Stopp bei max. Entlastung von 80%
- Körpergewichtsentlastung in 1 %-Schritten
- einfachste Handhabung / schnelles Wechseln der Programme
- 
- Antrieb über Gurt (Flat Belt)
- Medizinprodukt Klasse 1

## Alter-G VIA GEN3

### Beschwerdelos laufen mit dem Anti-Schwerkraft-Laufband

Das AlterG VIA Anti-Gravitations-Laufband verändert die Möglichkeiten der körperlichen Rehabilitation und des Trainings.

Mit unübertroffener Vielseitigkeit und Präzision kombiniert die VIA-Serie die revolutionäre DAP-Technologie (Differential Air Pressure) mit einer intuitiven Touchscreen-Benutzeroberfläche, Echtzeit-Ganganalyse und Live-Videoüberwachung, so dass Sie einer Vielzahl von Patienten und Sportlern helfen können, ihre Mobilität wiederzuerlangen, sich intelligenter zu erholen und ihre Leistungsziele schneller zu erreichen.

### TECHNISCHE DATEN

- Maße (L/B/H): 213/97/165 cm
- Unterlegmatte (L/B): 270/120 cm
- Gesamtgewicht: ca. 249 kg
- Nutzergewicht: 39 bis 181 kg
- Geschwindigkeit:
  - Vorwärts bis 24 km/h
  - Start: 0,3 km/h
  - Rückwärts bis -8 km/h
- Steigung 0 % bis 15 %

zu den AlterG Studien