



Alter-G Neo+

Vorteile

- Live Video inklusive Frontkamera
- AlterG-Assistent
- Optional: Stride Smart Live Feedback
- breiter Zustieg mit viel Bewegungsfreiheit beim gehen und laufen
- Stopp bei max. Entlastung von 80%
- Körpergewichtsentlastung in 1 %-Schritten
- einfachste Handhabung / schnelles Wechseln der Programme
-
- Antrieb über Gurt (Flat Belt)
- Medizinprodukt Klasse 1

Alter-G Neo+

Beschwerdelos laufen mit dem Anti-Schwerkraft-Laufband

Optimieren Sie Ihre Methode und revolutionieren Sie die Patientenversorgung mit dem völlig neuen, benutzerfreundlichen Design und derselben patentierten DAP-Technologie für präzises und konstantes Abwiegen, welches der Meilenstein eines jeden AlterG-Systems ist.

Und das Beste daran?

Das AlterG NEO+ ist das kostengünstigste Gerät mit Frontkamera und Live Video (Optional StrideSmart), das es bisher gab. Mit dem NEO+ können Sie Ihren Kunden noch bessere Ergebnisse zu einem Preis liefern, der für Sie passend ist, und das auf einem noch besseren Anti-Gravitations-Laufband, das für Ihre Kunden passend ist.

TECHNISCHE DATEN

- Maße (L/B/H): 213/97/165 cm Unterlegmatte (L/B): 270/120 cm
- Gesamtgewicht: ca. 249 kg
- Nutzergewicht: 39 bis 181 kg
- Geschwindigkeit
 - Vorwärts bis 19 km/h
 - Start: 0,3 km/h
 - Rückwärts bis -4,8 km/h
- Steigung 0 % bis 15 %

zu den alter-G Studien