



Alter-G PRO520 GEN2

Vorteile

- Stride Smart Live Feedback
- Live Video inklusive Frontkamera
- AlterG-Assistent
- breiter Zustieg mit viel Bewegungsfreiheit beim gehen und laufen
- Stopp bei max. Entlastung von 80%
- Körpergewichtsentlastung in 1 %-Schritten
- einfachste Handhabung / schnelles Wechseln der Programme
-
- Antrieb über Lamellen (Slat Belt - Woodway)
- kein Medizinprodukt

Alter-G PRO520 GEN2

Beschwerdelos laufen mit dem Anti-Schwerkraft-Laufband

Die ultimative Leistungsserie, das AlterG PRO520 GEN2 Anti-Gravitations-Laufband, bietet Sportlern die robusteste Lösung für unbelastetes Erholungs- und Leistungstraining.

Mit der von der NASA inspirierten Technologie nutzt das PRO den patentierten Differential Air Pressure (DAP), um die Schwerkraft auf Sportler um bis zu 80 % zu reduzieren. Dies ermöglicht eine frühere Rehabilitation oder ein höheres Trainingsvolumen für Spitzenleistungen bei geringerem Verletzungsrisiko.

Inkl. Stride Smart Live Feedback und Frontkamera für Live Videos

TECHNISCHE DATEN

- Maße (L/B/H): 240/102/183(S) 191(M) 200(L) cm
- Unterlegmatte (L/B): 270/120 cm
- Gesamtgewicht: ca. 499 kg
- Nutzergewicht: 39 bis 181 kg
- Geschwindigkeit
 - Vorwärts bis 29 km/h
 - Start: 0,1 km/h
 - Rückwärts bis -16 km/h
- Steigung 0 % bis 15 %

zu den AlterG Studien