



## Vacumed SL

### Vorteile

- Medizinprodukt Klasse IIa
- Elektrisches Ein- und Ausfahren der Liegefläche für immobile Patienten
- Automatische vor eingestellte Behandlungsprogramme u.a. für verschiedene Indikationen
- Elektrisch verstellbarer Winkel der Rückenauflage für optimale Beugstellung (Standardausführung)
- Made in Germany

## Vacumed SL

### Intermittierende Vakuum Therapie (IVT) für die untere Körperhälfte

### Technische Daten

- Maße (L/B/H): 225/110/120 cm
- Länge mit ausgefahrenem Schlitten/Patientenauflage: 305cm
- Gesamtgewicht: 185 kg
- Nutzergewicht: bis 120 kg

### Ausstattung

- Medizinprodukt Klasse IIa
- Elektrisches Ein- und Ausfahren der Liegefläche für immobile Patienten
- Elektrische Neigungsverstellung des Innenteils der Liegefläche zur optimalen Hüftbeugstellung
- 16 vorinstallierte Programme

### Indikationen

- Periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK, Stadium I - IV)
- Kritische Ischemie und Diabetisches Fußsyndrom (DFS)
- Restless-Legs-Syndrom (RLS)
- Chronische Wunden (arteriell, venös und mixtum)

- Postthrombotische Syndrome (CVI)
- Prim. und Sec. Lymphödeme, Lipödeme und kombinierte Lymph-/Lipödeme
- Arteriosklerotisch bedingte erektile Dysfunktion (ED)
- Post-operative und post-traumatische Rehabilitation
- Regenerationsbeschleunigung (z. B. im Spitzensport)
- Passives Gefäß- und Gehstreckentraining