



Vacufit

Vorteile

- Positionierung als Spezialist für Gefäßprävention
- 3 Hauptanwendungsbereiche (Gesundheit, Leistung, Figur)
- Automatische, voreingestellte Behandlungsprogramme à 25 Minuten für Prävention, Figurpflege, Regeneration und Vitalisierung
- 1 Refreshing-kurzprogramm à 15 Minuten
- elektrisch verstellbarer Winkel der Rückenauflage für optimale Hüft-Beugstellung
- Kein Medizinprodukt - Qualität entspricht Medizinprodukt Klasse IIa
- Made in Germany

Vacufit

Intermittierende Vakuum Therapie (IVT) für die untere Körperhälfte

Technische Daten

- Maße (L/B/H): 225/110/140 cm
- Gesamtgewicht: 140 kg

Ausstattung

- Elektrische Neigungsverstellung des Innenteils der Liegefläche zur optimalen Hüftbeugstellung
- 8 vorinstallierte Programme

trainingsProgramme

- P1 Figur-Training basic / 25 Min
- P2 Figur-Training advanced / 30 Min
- P3 Regeneration + Leistungsoptimierung basic / 25 Min
- P4 Regeneration + Leistungsoptimierung advanced / 25 Min
- P5 Gesundheit basic / 25 Min

- P6 Gesundheit advanced / 25 Min
- P7 Wellness / Vitalität basic / 25 Min
- P8 Wellness / Vitalität advanced / 25 Min

Indikationen

- Cellulite (Orangenhaut)
- akute lokale Lymphzirkulationsstörungen
- Hautstraffung
- Regenerationsbeschleunigung
- Gefäßtraining
- akute Schwellungen

Die Anwendung im VACUFIT® PLUS darf nur am gesunden Menschen mit gutem Allgemeinbefinden durchgeführt werden.

Kontraindikationen

- Thrombophlebitis oder akuten Thrombosen bis 8 Wochen
- Instabile Angina Pectoris
- Leisten- oder Bauchwandbruch sowie bei Dauerkatheter (z.B. PCD)
- Schwangerschaft

Bei künstlichem Darmausgang ist darauf zu achten, dass die Linse unterhalb des Stomas platziert ist. Bei extremen Bluthochdruck soll die Behandlung nur unter Beobachtung und Aufsicht durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden.