



## Laufband Ergometer pluto® med

### Vorteile

- Medizinprodukt Klasse IIb
- User-Terminal by Emotion (zentriert) mit Tastatur und Display
- RFID Mifare Anbindung an proxotrain optional verfügbar
- Not-Aus-Funktionsknopf
- Steckbarer Handlauf kurz/lang
- Flacher Einstieg mit 23 cm

## Laufband Ergometer pluto® med

### Technische Daten

- Lauffläche: L: 150 cm (4 ft 11,06") W: 50 cm (1 ft 7,69")
- Geschwindigkeit: 0,0...18,0 km/h (0,0...5,0 m/s) (0,0...11,2 mph). Optional gegen Aufpreis: 0,0...22,0 km/h (0,0...6,1 m/s) (0,0...13,6 mph)
- Steigung: 0,0...20,0% (0,0...11,31°) motorbetriebene Verstellung. Optional gegen Aufpreis: 0,0...25,0% (0,0...14,03°)
- digitale Schnittstelle: 1 x RS 232 com1 mit 9600 bps: inkl. PC-Protokoll, h/p/cosmos coscom® & Druckerprotokoll seriell. USB-RS232-Konverter; com2; com3 mit 115200 bps; com4 optional gegen Aufpreis
- Farbe Rahmen: reinweiss RAL 9010 (pulverbeschichtet)
- Klassifizierung: Medizinprodukt Risikoklasse IIb gemäß RL 93/42/EWG, aktives therapeutisches Medizinprodukt und aktives diagnostisches Medizinprodukt
- Verwendungskategorie: S, I gemäß ISO 20957-1
- Genauigkeitsklasse: A (hohe Genauigkeit) gemäß EN 957-6

### Ausstattung

- Medizinprodukt Klasse IIb
- User-Terminal by Emotion (zentriert) mit Tastatur und Display
- RFID Mifare Anbindung an proxotrain optional verfügbar
- Not-Aus-Funktionsknopf

- Steckbarer Handlauf kurz/lang
- Flacher Einstieg mit 23 cm

## **Trainingsprogramme**

- 25 Programme/Profile
- 6 Trainingsprofile (skalierbar, mehr als 100 Variationen)
- 11 Testprofile (UKK 2 km Walktest, Bruce, Stufentest, Naughton, Ellestad, Gardner, Conconi, Rampe, etc.)
- 8 frei definierbare Programme zu je 40 Programmschritten

## **OPTIONEN**

- Nutzergewicht: bis 250 kg
- Sicherheitsbügel
- Langer Handlauf
- Verstellbarer Handlauf
- Kinderhandlauf
- Drehrichtungsumkehr
- Armstützen mit Skala und Gelenk
- robowalk Expander-System: Einstellbare Expander-Seilzüge bieten Unterstützung bzw. Widerstand während der Geh- und Laufbewegung
- Rollstuhlrampe
- Dynamisches Gewichtsentslastungssystem airwalk ap
- Ganganalyse über zebris Druckmessplatte

## **RAHMEN**

- RAL 9010 Reinweiß