



Galileo Fit + Personal Trainer

Vorteile

- Seitenalternierendes Vibrationstraining
- Höchster Qualitätsstandard
- Einstellbarer Frequenzbereich
- Entwickelt und hergestellt in Deutschland
- inkl. Halteständer mit Bedienteil
- Galileo Silent
- Galileo Training App
- Galileo Smart Coaching-Funktion
- Wobbel-Funktion
- Option: RFID

Galileo Fit + Personal Trainer

Galileo® High-End-Paket für Fitness und Gesundheitsförderung

Inklusive Galileo® Fit Chip, dem Modell für den anspruchsvollen Fitnessbereich, und Standpanel Galileo® PT zur Visualisierung des kompletten Trainingsablaufs.

Nach individueller Einweisung kann der Anwender eigenständig trainieren. Während des Trainings kann er den kompletten Trainingsablauf auf dem großzügigen Display in Echtzeit verfolgen. Die Steuerung erfolgt über die intuitive Benutzerführung des Galileo Fit Chip Bedienteils am Halteständer. Mit der Smart Coaching-Funktion kann Galileo dem Anwender noch mehr Sicherheit und Effizienz bieten. Automatisch kann hierbei die Frequenz an die individuellen Fähigkeiten angepasst werden.

Lieferumfang und technische Daten

- Standpanel Galileo® PT mit 68 cm (27") Display
 - Maße: 400 x 500 x 1830 mm
 - Gewicht: 21 kg
 - Leistungsaufnahme: 70 VA
- Halteständer mit Bedienteil inklusive Schlüsselschalter
 - Maße: 730 x 880 x 1300 mm
 - Gewicht: 22 kg
- Basiseinheit Galileo® Fit mit integriertem Bedienteil inklusive Tasten und Anzeige
 - Maße: 780 x 615 x 140 mm
 - Trittbfläche: 580 x 370 mm

- Gewicht: 42 kg
- Amplitude: 0..+/-5,2 mm (Hub: 10,4 mm)
- Max. Beschleunigung: 27,1 g
- Frequenzbereich: 5..36 Hertz
- Max. Belastbarkeit: 200 kg
- Elektrische Daten: 230 V AC, 50/60 Hz, 800 VA
- CE-Kennzeichnung
- Chipversion zur Personalisierung des Trainings
 - Abrechnung von Trainingszeiten, Personalisierung des Trainings, Zugangskontrolle
 - Individuelle Anpassung verschiedener Trainingsprogramme und Trainingsparameter
- Enthaltene Zubehör
 - Netzkabel und Bedienungsanleitung, Trainingshandbuch

Integrierte Funktionen bei Galileo Fit:

- Galileo Training App
 - Die Galileo Training App ist ein interaktives Übungshandbuch, mit dessen Hilfe Sie Ihr individuelles Training aus mehr als 200 Übungsvarianten erstellen können.
- Galileo Smart Coaching-Funktion
 - Durch die Galileo Smart Coaching-Funktion kann eine automatische Anpassung der Intensität bei zu breiter Fußstellung bzw. zu steifer Körperhaltung erfolgen. Damit kann Ihr Training noch effizienter und sicherer gestaltet werden.
- Wobbel-Funktion
 - Nutzen Sie die Wobbel-Funktion insbesondere für Gleichgewichts- und Koordinations-Übungen oder einfach nur für den Extra-Kick beim Work-out-Training mit hohen Frequenzen in der tiefen Hocke!

Optional erhältlich

- Wobbel-Fernbedienung
 - Maße: 150 x 65 x 30 mm, Gewicht: 150 g