



Galileo Kinder-Kipptisch Delta C -gebraucht-

€ 4.916,67

Preis inkl. 20% MwSt. - gilt für Selbstabholung.
Beachten Sie Angaben zur Zustellung bzw. Montage.

Kipptisch OHNE Galileo-Gerät - muss neu dazu bestellt werden.

Modell für Personen bis 1,50 m Körpergröße.

Seitenalternierende Muskelstimulation für nicht-stehfähige Anwender mit einer Körpergröße bis 150 cm und 120 kg.

Die Galileo Delta Serie kann nicht-stehfähigen Anwendern ermöglichen, von den Therapieerfolgen mit Galileo zu profitieren. Erste Therapieziele sind die Verbesserung des muskulären Status von Beinen und Rumpf, die Linderung von Kontrakturen, die Durchblutungsförderung sowie die Reduktion von Spastik (Spastikmanagement). Im Lieferumfang enthalten ist eine Fernbedienung zum Steuern der Basiseinheit, zum stufenlosen Verstellen des Neigungswinkels des Kipptisches und zur Steuerung des Wobbel-Modus. Das Modell Delta C Kipptisch bietet mit einer Liegefläche von 1,50 m Länge optimale Bedingungen für die Therapie mit Kindern.

Technische Daten:

max. 150 cm Körpergröße und 120 kg Körpergewicht

Gesamtmaße (l/b/h) Kipptisch in horiz. Stellung: 1910 x 720 x 1025 mm

Liegefläche: 1500 x 600 mm

Liegehöhe mit Rollen: 510 mm

Gewicht: 79 kg

Elektrische Daten: 230 oder 115 V / 100 V AC, 50/60 Hz, 400 VA

Kipptisch OHNE Galileo-Gerät - muss neu dazu bestellt werden Baujahr 2014

Vorteile:

- ermöglicht Galileo Therapie für nicht-stehende Anwender
- Liegefläche 1,5m
- stufenlos elektronisch verstellbar