



## motionrelax 900 med

### Vorteile

- Medizinprodukt Klasse IIa
- Hoher Bedienkomfort
- Netzunabhängiger Betrieb
- Langlebiges, klares 7-Zoll-Touchdisplay
- Schnittstelle für Integration in Trainingssoftware
- Kompatibel mit aktiv Konzepte
- Tiefer, breiter Durchstieg

## motionrelax 900 med

### Ausstattung

- Medizinprodukt Klasse IIa
- Attraktive, vollfarbige Darstellung
- Langlebiges, klares 7-Zoll-Touchdisplay
- Störungsfreie Polar®-Hybrid-Herzfrequenzanzeige mit automatischer Kopplung (5 kHz und Bluetooth Low Energy)
- Tiefer, breiter Durchstieg
- Horizontal verstellbarer Sattel
- Lehnenverstellung

### Trainingsprogramme

- Quickstart
- Watt (Zeittraining)
- Pulstraining

### Technische Daten

- Maße (L/B/H): 173/65/133 cm
- Gesamtgewicht: 80 kg
- Nutzergewicht: bis 150 kg
- Netzunabhängiger Betrieb
- Leistungsbereich: Abstufung in 5 Watt Schritten

- 15 – 500 Watt drehzahlunabhängig
- 15 – 1.000 Watt drehzahlabhängig
- Drehzahlbereich 15 – 140 U/min

#### Optionen

- performance package (Qi-Lademöglichkeit, max. 975 Watt, mit Netzteil ab 7 Watt)
- connect package zur Systemeinbindung mittels RFID/Drahtlosnetzwerk
- program package (zusätzliche Programme, Testprofile, Programmspeicher, Serious Games)
- all in package (performance + connect + program package)
- Nutzergewicht bis 200 kg
- Nutzergewicht bis 250 kg (mit Drehsitz und erhöhten, breiteren Lehnen, hervorragend für Neurologie geeignet)
- Längenverstellbare Kurbel
- Pedalschuh zur Fixierung der Füße
- Codiertes Polar-Sender-Set
- Transportrollen
- Software Integration aktiv Konzepte & Cube

#### Gerätefarbe

- schwarz /anthrazit