



## motion body 900 wm med

### Vorteile

- Medizinprodukt Klasse IIa
- Hoher Bedienkomfort
- Netzunabhängiger Betrieb
- Langlebiges, klares 7-Zoll-Touchdisplay
- Schnittstelle für Integration in Trainingssoftware
- Kompatibel mit aktiv Konzepten
- Vor- und Rückwärtsbewegung möglich
- Gasdruckunterstützte, stufenlose Höhenverstellung

## motion body 900 wm med

### Ausstattung

- Medizinprodukt Klasse IIa
- Attraktive, vollfarbige Darstellung
- Langlebiges, klares 7-Zoll-Touchdisplay
- Störungsfreie Polar®-Hybrid-Herzfrequenzanzeige mit automatischer Kopplung (5 kHz und Bluetooth Low Energy)
- Training im Stehen oder Sitzen
- Vor- und Rückwärtsbewegung möglich
- Längenverstellbare Kurbel mit synchronem/asynchronem Modus
- Ergonomische Leki®-Griffe mit Vorbereitung für Clipbefestigung
- Gasdruckunterstützte, stufenlose Höhenverstellung der Antriebseinheit über 40 cm für optimale Drehpunktanpassung beim Training im Sitzen oder Stehen

### Trainingsprogramme

- Quickstart
- Watt (Zeittraining)
- Pulstraining

### Technische Daten

- Maße (L/B/H): 63/56/155 cm
- Gesamtgewicht: 48 kg

- Nutzergewicht: uneingeschränkt
- Netzunabhängiger Betrieb
- Leistungsbereich: Abstufung in 5 Watt Schritten
  - 15 – 500 Watt drehzahlunabhängig
  - 15 – 1.000 Watt drehzahlabhängig
- Drehzahlbereich 15 – 140 U/min

#### Optionen

- performance package (Qi-Lademöglichkeit, max. 550 Watt, mit Netzteil ab 7 Watt)
- connect package zur Systemeinbindung mittels RFID/Drahtlosnetzwerk
- program package (zusätzliche Programme, Programmspeicher)
- all in package (performance + connect + program package)
- Codierte Polar-Sender-Set
- Software Integration aktiv Konzepte & Cube
- Leki® Trigger Glove (Handschuh) oder Leki® Trigger Strap (Handschlaufe)

#### gerätefarbe

- schwarz/anthrazit