



motion cross 900 med

Vorteile

- Medizinprodukt Klasse IIa
- Hoher Bedienkomfort
- Netzunabhängiger Betrieb
- Langlebiges, klares 7-Zoll-Touchdisplay
- Schnittstelle für Integration in Trainingssoftware
- Kompatibel mit aktiv Konzepte
- Große, rutschhemmende Fußtritte

motion cross 900 med

Ausstattung

- Medizinprodukt Klasse IIa
- Attraktive, vollfarbige Darstellung
- Langlebiges, klares 7-Zoll-Touchdisplay
- Störungsfreie Polar®-Hybrid-Herzfrequenzanzeige mit automatischer Kopplung (5 kHz und Bluetooth Low Energy)
- Niedrige Auftrittshöhe von ca. 17 cm
- Vor- und Rückwärtsbewegung mit einer Schrittlänge von 43 cm
- Große, rutschhemmende Fußtritte
- Drehzahlbegrenzung für mehr Sicherheit

Trainingsprogramme

- Quickstart
- Watt (Zeittraining)
- Pulstraining

Technische Daten

- Maße (L/B/H): 200/65/169 cm
- Gesamtgewicht: 101 kg
- Nutzergewicht: bis 150 kg
- Netzunabhängiger Betrieb

- Leistungsbereich: Abstufung in 5 Watt Schritten
 - 100 – 500 Watt drehzahlunabhängig
 - 100 – 1.000 Watt drehzahlabhängig
- Drehzahlbereich 15 – 140 U/min
- Drehzahlbereich 15 – 80 U/min voreingestellt
- Hochwertige Gleit- und Kugellager für langjährigen Gebrauch

Optionen

- performance package (Qi-Lademöglichkeit, max. 975 Watt)
- connect package zur Systemeinbindung mittels RFID/Drahtlosnetzwerk
- program package (zusätzliche Programme, Programmspeicher, Serious Games)
- all in package (performance + connect + program package)
- Nutzergewicht bis 200 kg
- Codiertes Polar-Sender-Set
- Transportrollen
- Software Integration aktiv Konzepte & Cube

gerätefarbe

- schwarz/anthrazit