



## motion stair 900 med

### Vorteile

- Medizinprodukt Klasse IIa
- Hoher Bedienkomfort
- Netzunabhängiger Betrieb
- Langlebiges, klares 7-Zoll-Touchdisplay
- Schnittstelle für Integration in Trainingssoftware
- Kompatibel mit aktiv Konzepte
- Pedalunabhängiges System
- Isokinetische Funktionsweise für 4 bis 27 m/min Fallgeschwindigkeit

## motion stair 900 med

### Ausstattung

- Medizinprodukt Klasse IIa
- Attraktive, vollfarbige Darstellung
- Langlebiges, klares 7-Zoll-Touchdisplay
- Störungsfreie Polar®-Hybrid-Herzfrequenzanzeige mit automatischer Kopplung (5 kHz und Bluetooth Low Energy)
- Automatische Gewichtserkennung für präzise Berechnung der Leistung
- Pedalunabhängiges System
- Gedämpfte Pedalaufhängung
- Isokinetische Funktionsweise für 4 bis 27 m/min Fallgeschwindigkeit

### Trainingsprogramme

- Quickstart
- Watt (Zeittraining)
- Pulstraining

### Technische Daten

- Maße (L/B/H): 102/73/160 cm
- Gesamtgewicht: 79 kg
- Nutzergewicht: bis 150 kg

- Netzunabhängiger Betrieb
- Leistungsbereich: 4 bis 27 m/min Sinkgeschwindigkeit

#### Optionen

- performance package (Qi-Lademöglichkeit)
- connect package zur Systemeinbindung mittels RFID/Drahtlosnetzwerk
- program package (zusätzliche Programme, Programmspeicher)
- all in package (performance + connect + program package)
- Codiertes Polar-Sender-Set
- Transportrollen
- Software Integration aktiv Konzepte & Cube

#### gerätefarbe

- schwarz/anthrazit