



Kinvent K-Move

Vorteile

- Objektive Daten
- Patientenfortschritt tracken
- Erhöhte Motivation des Patienten
- Einfaches erstellen von Reports
- Live-Feedback
- Einfache und praktikable Anwendung

Kinvent K-Move

DYNAMOMETER

ZUR MESSUNG DER GRIFFKRAFT

K-Grip wurde entwickelt, um die Griffkraft zu messen und zu trainieren.

Technische Daten:

- Abtastfrequenz: 800 Hz
- Akkulaufzeit: 12 h
- Reichweite: 50 m
- Fehlerspanne dynamisch: 7°, 2°, 2° (head, pitch, roll)
- Fehlerspanne statisch: 2°, 2°, 2° (head, pitch, roll)
- Gewicht: 170 g
- Maximal messbare Beschleunigung: +/- 16g

Messwerte:

- Maximale range of motion

Messen Sie die range of motion eines Gelenks zur objektiven Beurteilung der Gelenkbeweglichkeit eines Patienten bei Beugung, Streckung, Abduktions-, Adduktions- oder Rotationsbewegungen.