



MetaSoft Studio

Vorteile

- Individuelle Schwellenbestimmung möglich
- Individuelle Workflows für verschiedenste Anwender
- für Feld- und Labortests verwendbar
- hohe Kompatibilität (RS232, Bluetooth, USB,...)
- Trainingsplanung anhand der Testergebnisse
- Lungenfunktionstest möglich

MetaSoft Studio

Eine Software für alle Prozesse

Die Basis aller CORTEX-Systeme ist die Anwendungssoftware MetaSoft® Studio.

Sie regelt und überwacht alle Prozesse der Spiroergometrie und steuert alle peripheren

Systeme, wie Herzfrequenz- und Blutdruckmessgeräte sowie weitere Messgeräte.

INDIVIDUELLE SOFTWARE-OPTIONEN

Mit den vielseitigen Software-Optionen können tägliche Testroutinen noch komfortabler gestaltet werden. So stehen u.a. mit dem Trainingsassistenten und -planer zwei umfangreiche Optionen für die sportmedizinische Ausrichtung zur Verfügung.