



Artikelnummer: 10090000

## **Compass 530 Ab-/ Adduktor**

**€ 2.800,00**

~~€ 4.950,00~~

Preis inkl. 20% MwSt. - gilt für Selbstabholung.  
Beachten Sie Angaben zur Zustellung bzw. Montage.

### **Compass 530 Ab-/ Adduktor**

#### **Ausstattung:**

- Training in offener und geschlossener Kette
- Stufenlos verstellbare Neigung der Rückenlehne über Gasdruckfeder
- Einstellung der Startposition in 10° Schritten
- Einstiegshilfe durch drehbaren äußeren Bewegungsarm
- Stufenlose Längenverstellung der Fußablage
- Schwenkbare Oberschenkelpolster zur Unterstützung der jeweiligen Bewegungsrichtung
- Schutzverkleidung
- Trainingstafel am Gerät
- Reproduzierbare skalierte Positionierungshilfen
- Feinabstufung über 4 x 1,0 kg Zusatzgewichte
- Stufenlose Einstellung der Bewegungsbegrenzung

#### **Technische Daten:**

- Maße: L/B/H: 150 x 170 x 167 cm
- Gewichtsstapel 80 kg
- Abstufungen 16 x 5,0 kg
- Gesamtgewicht 270 kg

**Details:**

- Medizinprodukt Klasse I
- Gebrauchtgerät Baujahr 2012
- Vollständig Wiederaufbereitet
- Aktuelle Prüfplakette bei Auslieferung
- Sehr guter Zustand
- 06 Monate Garantie