



MONARK LC6 NOVO DUO

Vorteile

- Selbst zu Kalibrieren
- bis zu 1400 Watt
- Superschneller Motor
- Perfekt angepasster Rahmen für eine korrekte Radfahrposition
- eigenen Lenker und Sattel verwenden
- medizinisch zertifiziert nach MPG

MONARK LC6 NOVO DUO

Die perfekte Kombination aus Diagnose- und Trainingsergometer.

Schnittstellen:

- USB-Kabel
- RS232-Kabel
- BLE
- ANT+

Belastungsarten:

- Drehzahlabhängig
- Drehzahlunabhängig

Steuerung:

- Manuell
- Programmgesteuert
- Durch aufgezeichnete Streckenprofile (App)
- Durch externe Systeme (Spirometrie, EKG)

Genauigkeit, Kalibrierung:

- Einfach zu kalibrieren (Selbstkalibration)
- Einfach zu kontrollieren

MONARK SPORT & MEDIZIN

Wenn Sie sich für Monark entscheiden, entscheiden Sie sich für Wissen und Kontrolle.

Unsere Heimtrainer sind als Test- und Trainingsgeräte für die Leistungs- und Gesundheitsentwicklung konzipiert.

Das einzigartige kalibrierende Pendel-Waagen-System, ist jenes System, das den Grundstein für unsere Produkte legt. Eine Garantie für Messgenauigkeit und zuverlässige Ergebnisse im Laufe der Zeit. Im Laufe der Jahre wurde das System so weiterentwickelt und verbessert, dass es in der heutigen digitalen Welt eingesetzt werden kann, jedoch immer mit der Möglichkeit der Selbstüberwachung.

Monark-Fahrradergometer werden seit langem in physiologischen Labors eingesetzt, wo sie verwendet werden, um dem Probanden eine abgestufte und messbare Belastung zu geben.