



## EKF BIOSEN C-line NEU

### EKF BIOSEN C-line NEU

**Der Goldstandard der Laktat-Bestimmung.**

#### **Biosen C-line – Laborgenaue Glukose- und Laktatmessung in einem Test**

Die Biosen Analyzer haben bei EKF eine lange Tradition. Die robusten und zuverlässigen Analyzer sind fest etabliert im Diabetesmanagement, in der sportmedizinischen Leistungsdiagnostik aber auch in Forschungs- und Industrielaboren.

Egal ob Vollblut, Plasma oder Serum, das Biosen C-Line bietet mit seinen laborgenaunen Glukose- und Laktatmessungen höchste Qualität bei optimaler Kosteneffizienz.

Seine kompakte Größe und sein Touchscreen-Farbdisplay sichern ein hohes Maß an Bedienkomfort und zeichnen ihn als anwenderfreundlichen und intuitiv zu bedienenden Analyzer aus, der zudem bis zu 20 Proben pro Durchlauf bewältigt (Biosen C-Line Clinic Modell).

Alle Biosen C-Line warten mit einer vielseitigen technischen Ausstattung, wie dem großen Messwertspeicher und flexiblen Einstellmöglichkeiten auf und können als ein oder zwei Kanalgerät eingerichtet werden. So ist es möglich, aus einer Probe Resultate entweder für Glukose oder Laktat oder für beides zu gewinnen.

Ein externer Drucker ist optional erhältlich und geräteseitige Schnittstellen ermöglichen die Anbindung an den PC. Für die meisten Biosen C-Line Gerätekonfigurationen ist die Einbindung eines Barcode Scanners verfügbar.

Die Blutabnahme und die Bedienung des Biosen C\_Line darf nur von qualifiziertem Fachpersonal mit fundierten Kenntnissen im Umgang mit In-vitro-Diagnostika und diesem Gerät durchgeführt werden.

Die Biosen C-Line Serie umfasst zwei Modelle. Jedes der beiden wurde für unterschiedliche Szenarien entwickelt: Clinic und GP+.

Clinic wurde speziell für Sporteinrichtungen, Kliniken oder Labors mit mäßigem Probendurchsatz konzipiert.

GP+ wurde für kleine Kliniken und Praxen mit geringem Testbedarf entwickelt und ist in erster Linie als POCT-Gerät vorgesehen.

Biosen C-Line

**GP+ bis zu 5 Proben**

**CLINIC bis zu 20 Proben**