



## motion sprint 900 med

### Vorteile

- Medizinprodukt Klasse IIa
- Hoher Bedienkomfort
- Langlebiges, klares 7-Zoll-Touchdisplay
- Schnittstelle für Integration in Trainingssoftware
- Kompatibel mit aktiv Konzepte

## motion sprint 900 med

### Ausstattung

- Medizinprodukt Klasse IIa
- Attraktive, vollfarbige Darstellung
- Langlebiges, klares 7-Zoll-Touchdisplay
- Störungsfreie Polar®-Hybrid-Herzfrequenzanzeige mit automatischer Kopplung (5 kHz und Bluetooth Low Energy)

### Trainingsprogramme

- Quickstart
- Watt (Zeittraining)
- Pulstraining

### Technische Daten

- Maße (L/B/H): 198/79/145 cm
- Gesamtgewicht: 195 kg
- Nutzergewicht: bis 160 kg
- Lamellentechnologie
- Geschwindigkeit in 0,1 km/h Schritte einstellbar
- Geschwindigkeit 0 - 17 km/h

### Optionen

- connect package zur Systemeinbindung mittels RFID/Drahtlosnetzwerk
- program package (zusätzliche Programme, Testprofile, Programmspeicher, Serious Games)
- all in package (performance + connect + program package)
- Codiertes Polar-Sender-Set
- Software Integration aktiv Konzepte & Cube

## **Gerätefarbe**

- schwarz/anthrazit