



motion cycle 900 med

Vorteile

- Medizinprodukt Klasse IIa
- Hoher Bedienkomfort
- Netzunabhängiger Betrieb
- Tiefer, breiter Durchstieg
- Ideal auch für privaten den Einsatz Zuhause

motion cycle 900 med

Unser motion cycle 100 med ist unser medizinisch zertifiziertes Einstiegsmodell in professionelles Ergometertraining. Sie erhalten Sie ein tolles, wartungsarmes und langlebiges Trainingsgerät, welches Ihnen beim täglichen Ergometer-Training lange Freude machen wird.

Es bietet Ihnen „Made in Germany“ zu einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ausstattung

- Medizinprodukt Klasse IIa
- Übersichtliches LCD-Display
- Mono-Riemenantrieb, selbstnachstellend und leise
- Störungsfreie Polar®-Hybrid-Herzfrequenzanzeige mit automatischer Kopplung (5 kHz und Bluetooth Low Energy)
- Tiefer, breiter Durchstieg
- Vertikal verstellbarer Sattel

Trainingsprogramme

- Quickstart
- Watt (Zeittraining)
- Pulstraining

Technische Daten

- Maße (L/B/H): 117/65/145 cm
- Gesamtgewicht: 58 kg
- Nutzergewicht: bis 130 kg

- Netzunabhängiger Betrieb
- Leistungsbereich: Abstufung in 5 Watt Schritten
 - 25 – 300 Watt drehzahlunabhängig
- Drehzahlbereich 20 – 120 U/min

Optionen

- Längenverstellbare Kurbel
- Transportsystem „motion easy move“
- Codiertes Polar-Sender-Set

Gerätefarbe

- weiss