



Medi-Pull by Dr. Wolff

Vorteile

- Medizinprodukt Klasse I
- Hoher Bedienkomfort
- verstellbarer Haltebügel
- sehr feine Abstufung mit Geräuschkämpfung
- Speziell gelagerte Umlenkrollen für reibungsarme Zugübungen

Medi-Pull by Dr. Wolff

Der Therapie-Seilzug mit Design & Funktion.

Der Medi-Pull 757 ist als Explosiv-Seilzug konzipiert. Das bedeutet, dass die Mehrfachumlenkung des Seils eine kleine Gewichtsabstufung sicherstellt. Die Durchführung von Übungen mit hoher Bewegungsgeschwindigkeit sind ein weiterer Vorteil dieser Technik.

Der freie Zugang erlaubt auch Rollstuhlfahrern einen besseren Trainingskomfort.

Ausstattung

- Medizinprodukt Klasse I
- 2 Komfort-Handgriffe
- Latzug-Stange
- Fußschlaufe
- Haltebügel
- Hohe Standsicherheit - freistehend
- kleine Gewichtsabstufung
- Gewichtsplatten mit geräuscharmer Dämpfung

Technische Daten

- Maße (L/B/H): 80/60/216 cm
- Gewichtsblock: 50 kg
- Abstufung: ca. 0,6 - ca. 2,5 kg

