



Artikelnummer: 10145400-2

Compass 530 Haltungsstabilisator/

€ 2.800,00

~~€ 6.885,00~~

Preis inkl. 20% MwSt. - gilt für Selbstabholung.
Beachten Sie Angaben zur Zustellung bzw. Montage.

Compass 530 Haltungsstabilisator / Bruststabilisator

Ausstattung:

- Beidseitig variable Einstellung der Startposition aus Sitzposition
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung über Gasdruckfeder
- Einarmiges, beidarmiges, alternierendes Training
- Kontralaterales Stabilisationstraining
- Schutzverkleidung
- Trainingstafel am Gerät
- Reproduzierbare skalierte Positionierungshilfen
- Stufenlose Einstellung der Bewegungsbegrenzung
- Feinabstufung über 4 x 1 kg Zusatzgewichte mit 2. Ultraschallmesser

Technische Daten:

- L/B/H: 155 x 155 x 166 cm
- Gewichtsstapel: 80 kg
- Abstufungen: 16 x 5 kg
- Gesamtgewicht: 274 kg
- Nutzergewicht: 145 kg

Details:

- Medizinprodukt Klasse I
- Gebrauchtgerät Baujahr 2012
- Vollständig Wiederaufbereitet
- Aktuelle Prüfplakette bei Auslieferung
- Sehr guter Zustand
- 06 Monate Garantie