



Proxomed Corpus Line

€ 3.800,00

~~€ 9.500,00~~

Preis inkl. 20% MwSt. - gilt für Selbstabholung.
Beachten Sie Angaben zur Zustellung bzw. Montage.

Corpus Line Funktionsstamme/Waden Kombi

Ausstattung

- mehrfache verstellbare Neigung der Rückenlehne zur indikationsabhängigen Positionierung (ca. 10° Schritte)
- Idealer Einstieg durch freien Durchstieg zwischen Fußplatte und Sitzpolster
- Stufenlose einstellbare Schulterpolster für die Fixierung des Oberkörpers und Sicherung eines biomechanisch korrekten Bewegungsablaufes
- Winkelverstellbare Fußplatte
- Variable Einstellung der Startposition aus der Trainingsposition
- Hochwertige kugelgelagerte Linearführung des Sitzschlittens

Technische Daten:

- Maße: (L/B/H) ca. 246/113/184 cm
- Gesamtgewicht: ca. 550 kg
- Gewichtsblock: 150 kg
- Nutzergewicht: 150 kg

Details:

Preis gilt für Selbstabholung

Zustellkosten auf Anfrage