



# PERFEKTES HYGIENEKONZEPT

## Vorteile

- 2-in-1-EKG + Sauganlage mit Hygienezertifikat
- Schrittmacher Amplituden- und Breitenvermessung
- Abtastrate bis zu 32 kHz

## PERFEKTES HYGIENEKONZEPT

### NEU: mit True Wave Filtertechnologie

#### custo cardio 400

custo cardio 400 ist unser Ruhe-/Belastungs-EKG-System mit Sauganlage in einem Gerät. Es setzt neue Maßstäbe in der Funktionalität, der Bedienbarkeit und der Hygiene. Nach intensiven Tests wurde custo cardio 400 – genau wie der Vorgänger custo cardio 200 – mit dem Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene ausgezeichnet. Mittels wechselbaren, wiederverwendbaren Elektroden ist eine hygienisch einwandfreie Anwendung garantiert.

## HIGHLIGHTS

- Hygienezertifikat der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene
- Saugleistung 6 Stufen (0 – 280 mbar)
- Perfekte Datenübertragung via USB und BT
- Farbliche Darstellung der verschiedenen Modi
- Wiederverwendbare Elektroden
- Schonende Anwendung durch angepassten Druck
- Elektroden und Saugleitungen einfach tauschbar

Reinigung der Saugleitungen durch automatisches Ausblasen nach jeder Untersuchung

## ZUBEHÖR

- Wiederverwendbare Saugelektroden in unterschiedlicher Ausführung
- Austauschbare Saugleitungen
- Verschiedene Ausleger zur Verwendung am Gerätewagen oder zur Wandmontage

