



Trainings-Ergometer

Vorteile

- weiter, offener Durchstieg
- hochpräzise Lasteinheit (Medizinprodukt)
- Lenkerverstellung (360°)
- Patientengewicht bis 160 kg
-
- vielfältige Trainingsprogramme mit Schnellstartfunktion
- einfach zu bedienende Benutzeroberfläche
- Optional verstellbare Pedalkurbeln

Trainings-Ergometer

Optimales Training für Zuhause und für Therapie.

Das ideale Trainingsergometer für Zuhause und für den therapeutischen Einsatz. Verschiedene Trainingsformen (u.a. Herzfrequenz gesteuert, Konstant-Last und Intervall-Training) lassen sich einfach programmieren und werden komfortabel unterstützt. Ein optional erhältlicher digitaler Brustgurt sorgt für eine sichere Erfassung der Herzfrequenz. Die durchgeführten Trainings können auf Chipkarte gespeichert und am PC ausgewertet werden. Die optibike Ergometer sind dank des tiefen Durchstiegs auch für orthopädische Patienten die geeigneten Trainingsergometer.

Auf beide Ergometer können optional verstellbaren Pedalkurbeln montiert werden.