



INTERAKTIV - HOCHAUFLÖSEND - MODULAR

Vorteile

- Abtastrate bis 32 kHz
- Wechselbare Patientenkabel (Bananenstecker, Elektroden-Clips)
- Start/Stop-Taste für EKG-Aufzeichnung mit 10 Sek. Countdown-Anzeige
- Schrittmacher Amplituden- und Breitenvermessung

INTERAKTIV - HOCHAUFLÖSEND - MODULAR

Präzise Einblicke

custo cardio 300

custo cardio 300 ist unser 12-Kanal-Ruhe-/Belastungs-EKG-System für einen mobilen und flexiblen Einsatz. Integrierte LEDs geben Auskunft über die Signalqualität des EKGs – individuell für jeden Kanal. Die EKG-Aufzeichnung kann mit einem Klick direkt am Gerät gestartet werden. Ein integrierter Countdown für ein 10-Sekunden-EKG ist mittels LED sichtbar. Dank der modularen Bedienbarkeit (diverse Patientenkabel, Anschluss an eine Sauganlage etc.) ist custo cardio 300 die perfekte Lösung.

HIGHLIGHTS

- Automatisches 10-Sekunden-EKG
- Möglichkeit der Countdown-Visualisierung
- Kontrolle der Elektrodenqualität auf einen Blick
- Start-/Stopp-Button am Gerät oder am PC
- Als USB- und BT-Variante erhältlich
- Wechselbares Patientenkabel und Adapter für eine Sauganlage
- Akkulaufzeit ca. 10 Stunden
- Mobiler Einsatz an allen PCs (USB, BT/WLAN)
- Komplette Fernsteuerung möglich

- Leicht und schnell zu desinfizieren

ZUBEHÖR

- Verschiedene Patientenkabel (Clips, Bananenstecker, lang, kurz etc.)
- Anschlussadapter für externe Sauganlagen
- Klebeelektroden custo wing oder custo sensitive
- Tragetasche
- Einmaltaschen custo clean CR3 / CR3 ergo