



HOHE GENAUIGKEIT UND GRENZENLOSER LAUFKOMFORT

Vorteile

- stabil und wartungsarm
- grenzenloser Laufkomfort
- optional Sicherheitsbügel
- zahlreiche interessante Zusatzoptionen

HOHE GENAUIGKEIT UND GRENZENLOSER LAUFKOMFORT stabil und wartungsarm

h/p/cosmos quasar

Ausgestattet mit einer Lauffläche von 170 x 65 cm bietet das Laufband h/p/cosmos quasar mehr Platz und vor allem einen noch besseren Laufkomfort, als die kleineren Modelle. Eingesetzt in der Leistungsdiagnostik und bei professionellen Bewegungs- und Laufanalysen bietet es mit seinem gelenkschonenden weichen Laufgurt die perfekten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Analyse. Geschwindigkeiten über 30 km/h sind möglich.

h/p/cosmos pulsar

Das Laufband h/p/cosmos pulsar hat eine große Lauffläche von 190 x 65 cm und bietet dem Läufer viel Komfort. Dadurch ermöglicht das Laufband auch größeren Sportlern einen unbeeinflussten Laufstil beim Laufbandtest oder -training. Das Laufband pulsar eignet sich besonders für den Einsatz in den Bereichen Leistungssport, Training und Laufanalyse. Geschwindigkeiten bis 45 km/h sind hier möglich.