



Artikelnummer: erg196.001

Optibike basic mit LCD-Display

€ 2.100,00

Preis inkl. 20% MwSt. - gilt für Selbstabholung.
Beachten Sie Angaben zur Zustellung bzw. Montage.

Optibike basic Ergometer

Das ideale Trainingsergometer für Zuhause und für den therapeutischen Einsatz. Verschiedene Trainingsformen (u.a. Herzfrequenz gesteuert, Konstant-Last und Intervall-Training) lassen sich einfach programmieren und werden komfortabel unterstützt. Ein optional erhältlicher digitaler Brustgurt sorgt für eine sichere Erfassung der Herzfrequenz. Die durchgeführten Trainings können auf Chipkarte gespeichert und am PC ausgewertet werden. Die Optibike Ergometer sind dank des tiefen Durchstiegs auch für orthopädische Patienten die geeigneten Trainingsergometer.

Auf beide Ergometer können optional verstellbaren Pedalkurbeln montiert werden.

mehr Produktinformationen

Vorteile:

-
- weiter, offener Durchstieg
- Medizinprodukt
- hochpräzise Lasteinheit (Medizinprodukt)
- Lenkerverstellung (360°)
- Patientengewicht bis 160 kg
-
- vielfältige Trainingsprogramme mit Schnellstartfunktion

- einfach zu bedienende Benutzeroberfläche
- Optional verstellbare Pedalkurbeln