

Artikelnummer: 10090000

Compass 530 Ab-/ Adduktor

€ 3.360,00

~~€ 5.940,00~~

Preis inkl. 20% MwSt. - gilt für Selbstabholung.
Beachten Sie Angaben zur Zustellung bzw. Montage.



Compass 530 Ab-/ Adduktor

Ausstattung:

- Training in offener und geschlossener Kette
- Stufenlos verstellbare Neigung der Rückenlehne über Gasdruckfeder
- Einstellung der Startposition in 10° Schritten
- Einstiegshilfe durch drehbaren äußeren Bewegungsarm
- Stufenlose Längenverstellung der Fußablage
- Schwenkbare Oberschenkelpolster zur Unterstützung der jeweiligen Bewegungsrichtung
- Schutzverkleidung
- Trainingstafel am Gerät
- Reproduzierbare skalierte Positionierungshilfen
- Feinabstufung über 4 x 1,0 kg Zusatzgewichte
- Stufenlose Einstellung der Bewegungsbegrenzung

Technische Daten:

- Maße: L/B/H: 150 x 170 x 167 cm
- Gewichtsstapel 80 kg
- Abstufungen 16 x 5,0 kg
- Gesamtgewicht 270 kg

Details:

- Medizinprodukt Klasse I
- Gebrauchtgerät Baujahr 2012
- Vollständig Wiederaufbereitet
- Aktuelle Prüfplakette bei Auslieferung
- Sehr guter Zustand
- 06 Monate Garantie