



Artikelnummer: C01102-880

Lactate Scout Sport

€ 442,80

Preis inkl. 20% MwSt. - gilt für Selbstabholung.
Beachten Sie Angaben zur Zustellung bzw. Montage.

Lactate Scout Sport

(Nachfolger des legendären Lactat Scout 4)

Das Lactate Scout Sport Messsystem ist KEIN MEDIZINPRODUKT mehr und nicht zur quantitativen Laktatmessung für klinische Entscheidungen im medizinischen Bereich vorgesehen. Es sollten auf der Grundlage der Werte keine Diagnosen gestellt oder med. Maßnahmen ergriffen werden.

Einfacher, genauer und zuverlässiger Laktatanalysator für die Überwachung der sportlichen Leistung

Der Lactate Scout Sport ist die erste Wahl für Sportwissenschaftler und Profisportler auf der ganzen Welt. Der Lactate Scout Sport ist ein einfaches und zuverlässiges Laktatmessgerät, das sich perfekt für das Training im Freien, im Fitnessstudio oder für die Leistungsanalyse in einem Labor eignet.

Der Lactate Scout Sport ist für den Einsatz im Freien und im Fitnessstudio konzipiert und eignet sich ideal für Trainer und Sportler zur schnellen Messung des Laktatspiegels. Anhand dieser Messung lässt sich die Ausdauerleistung von Sportlern beurteilen, optimale Trainingsprogramme entwickeln, Übertraining vermeiden und Stoffwechsellinformationen zur Festlegung von Herzfrequenz-Zielzonen nutzen.

Die Laktatstreifen benötigen nur 0,2 µl Kapillarblut und liefern Ergebnisse in 10 Sekunden. Der Lactate Scout Sport kann bis zu 500 Ergebnisse speichern und lässt sich auch mit Bluetooth®-fähigen Herzfrequenzmessgeräten verbinden. Außerdem verfügt er über eine Stoppuhrfunktion, die bei der Leistungsanalyse hilft.

Mit einer integrierten Stufentestfunktion und Bluetooth®-Konnektivität ist der Lactate Scout Sport eines der fortschrittlichsten tragbaren Laktatmessgeräte auf dem Markt.

Der Lactate Scout Sport ist ein benutzerfreundliches Gerät. Das E-Paper-Display ist einfach zu navigieren und bietet eine hervorragende Ablesbarkeit bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen und Blickwinkeln.

LaktatMESSUNG ALLG.

Zielgerichtete Trainingssteuerung zur Leistungssteigerung, Fettverbrennung und ein optimales Herz-Kreislauftraining mittels Laktatmessung.

Unsere Laktat-Messgeräte können auch mobil unter schwierigsten Bedingungen eingesetzt werden.

Laktat ist Milchsäure, ein Stoffwechselprodukt, das bei der Energiebereitstellung des Körpers ohne ausreichend Sauerstoff entsteht. Die Bestimmung der Blutlaktat-konzentration ist Voraussetzung für eine sinnvolle Trainingssteuerung. Aufgrund des Laktatwerts können die verschiedenen Trainingsintensitätsbereiche definiert und individuelle Belastungsempfehlungen für das Ausdauertraining gemacht werden. Mit dem Lactate Scout Sport bestimmen Sie einfach, präzise und schnell Ihren Laktatwert und trainieren so immer im optimalen Belastungsbereich für eine maximale Ausdauerleistung.

Wesentliche Merkmale:

- Ergebnisse in 10 Sekunden
- Einfach zu bedienen
- Integriertes Bluetooth Low Energy
- Verbindet sich mit HF-Messgeräte
- Taschenformat: 91 x 46 x 21 mm