



Artikelnummer: 10145400-1

Compass 530 Schulterblattfixator/

€ 3.360,00

~~€ 8.262,00~~

Preis inkl. 20% MwSt. - gilt für Selbstabholung.

Beachten Sie Angaben zur Zustellung bzw. Montage.

Compass 530 Schulterblattfixator / Stützstemme

Ausstattung:

- Beidseitig variable Einstellung der Startposition aus Sitzposition
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung über Gasdruckfeder
- Kontralaterales Stabilisationstraining
- Schutzverkleidung
- Trainingstafel am Gerät oder im SmartPanel
- Reproduzierbare skalierte Positionierungshilfen
- Stufenlose Einstellung der Bewegungsbegrenzung
- Feinabstufung über 4 x 1 kg Zusatzgewichte mit 2. Ultraschallmesser

Technische Daten:

- L/B/H: ca. 155 x 155 x 166 cm
- Gesamtgewicht: 274 kg
- Nutzergewicht: 145 kg

Details:

- Medizinprodukt Klasse I
- Gebrauchtgerät Baujahr 2012

- Vollständig Wiederaufbereitet
- Aktuelle Prüfplakette bei Auslieferung
- Sehr guter Zustand
- 06 Monate Garantie