



Diaglobal Küvettentests verschiedene Varianten

ab € 42,60

Preis inkl. 20% MwSt. - gilt für Selbstabholung.
Beachten Sie Angaben zur Zustellung bzw. Montage.

weitere Küvettentests auf Anfrage:

GOT 442* ASAT / GOT (40 Tests) aus Serum/Plasma

GPT 442* ALAT / GPT (40 Tests) aus Serum/Plasma

CRP 321* C-reaktives Protein (20 Tests) aus Serum/Plasma

CK 121* Creatinkinase (20 Tests) aus Serum/Plasma

CHO 142 Cholesterin (40 Tests)

HDL 321 HDL-Cholesterin (20 Tests)

ERY 142 Erythrocyten (40 Tests)

HB 342 Hämoglobin-SLS (40 Tests)

KRE 121* Kreatinin (20 Tests)

TRI 142 Triglyceride (40 Tests)

*Trockenthermostat (37°C) erforderlich