



Artikelnummer: Ergofit UBC

## **ERGOFIT OKE 4000**

### **Gebrauchtgerät**

€ 2.990,00

~~€ 9.360,00~~

Preis inkl. 20% MwSt. - gilt für Selbstabholung.  
Beachten Sie Angaben zur Zustellung bzw. Montage.

## **AUSSTATTUNG**

- Medizinprodukt Klasse I
- Vollfarbiges, langlebiges, klares 7-Zoll-Touchdisplay
- Störungsfreie Polar®-Hybrid-Herzfrequenzanzeige mit automatischer Kopplung (5 kHz und Bluetooth Low Energy)
- Freier Durchstieg
- Stufenlose, Höhenverstellung
- verstellbare Armkurbeln (für eingeschränkte Schulterfunktion)

## **TRAININGSPROGRAMME**

- Quickstart
- Watt
- Zeittraining
- Pulstraining
- div. Belastungsprofile

## **BESONDERHEITEN**

Training in Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen, sitzend und stehend.

Kurbelarme in Länge variabel, Griffposition diagonal/parallel einstellbar.

Wegklappbarer Sitz für Rollstuhlfahrer

## TECHNISCHE DATEN

- Maße (L/B/H): 166/64/152cm
- Gesamtgewicht: ca.115 kg
- Nutzergewicht: bis 150 kg
- Netzunabhängiger Betrieb
- Leistungsbereich: Abstufung in 5 Watt Schritten

<li style="list-style-type: none;">

- 15 – 400 Watt drehzahlunabhängig
- Abstufung in 5 Watt Schritten
- Drehzahlbereich 20 – 140 U/min

</li>

</li>

### Vorteile:

-

Hoher Bedienkomfort  
Display leicht ablesbar  
Div. Therapie- und Trainingsprogramme  
Herzfrequenzüberwachung/-steuerung (optional)  
Schnittstelle  
Medizinprodukt  
Freier Durchstieg  
Stufenlose, Höhenverstellung  
Rollstuhltauglich

- Hoher Bedienkomfort
- Display leicht ablesbar
- Div. Therapie- und Trainingsprogramme
- Herzfrequenzüberwachung/-steuerung (optional)
- Schnittstelle
- Medizinprodukt

- Freier Durchstieg
- Stufenlose, Höhenverstellung
- Rollstuhltauglich