



Kinvent K-Deltas

Vorteile

- Objektive Daten
- Patientenfortschritt tracken
- Erhöhte Motivation des Patienten
- Einfaches erstellen von Reports
- Live-Feedback
- Einfache und praktikable Anwendung

Kinvent K-Deltas

Leistungsstarke Kraftmessplatten

K-Deltas sind leistungsstarke Kraftmessplatten, die für die detaillierte Analyse von Gleichgewicht, Kraft und Symmetrie bei dynamischen Bewegungen entwickelt wurden.

Mit ihrem robusten Design und ihrer fortschrittlichen Datenerfassung sind sie ideal für Kliniken, Sportstätten und Forschungsumgebungen, in denen Präzision und Vielseitigkeit gefragt sind.

Technische Daten:

- Abtastfrequenz: 2000 Hz
- Akkulaufzeit: 20 h
- Reichweite: 20 m
- Fehlerspanne: 0,1 %
- Gewicht pro Platte: 8,8 kg
- Maximal messbares Gewicht: 2000 kg pro Platte
- Abmessungen: 44x547x368 mm

Protokolle:

- Counter Movement Jump und Squat Jump Protokoll: Kraft, Leistung, RFD, links/rechts Verteilung
- Drop Jump Protokoll: Kraft, Leistung, RFD, links/rechts Verteilung
- Kraft/Geschwindigkeits Profil
- Dynamic Strength Index