



Compass 530 Funktionsstemma

€ 2.390,00

~~€ 10.668,00~~

Preis inkl. 20% MwSt. - gilt für Selbstabholung.
Beachten Sie Angaben zur Zustellung bzw. Montage.

PROXOMED Compass 530 Funktionsstemma

Ausstattung

<li style="list-style-type: none;">

- 8-fache verstellbare Neigung der Rückenlehne zur indikationsabhängigen Positionierung (ca. 10° Schritte)
- Idealer Einstieg durch freien Durchstieg zwischen Fußplatte und Sitzpolster
- Stufenlose einstellbare Schulterpolster für die Fixierung des Oberkörpers und Sicherung eines biomechanisch korrekten Bewegungsablaufes
- 4-fach Winkelverstellung der Fußplatte mit wahlweise Fußkreisel und/oder Wadentrainer
- Variable Einstellung der Startposition aus der Trainingsposition
- Hochwertige kugelgelagerte Linearführung des Sitzschlitten
- Schlittenführung: Geräusch- und verschleißarme Linearführung
- Positionierungshilfen: Reproduzierbar und skaliert

Technische Daten:

- Maße: (LxBxH) ca. 230 x 120 x 180 cm
- Gesamtgewicht: ca. 512 kg
- Gewichtsblock: 160 kg
- Nutzergewicht: 150 kg

Details:

Preis gilt für Selbstabholung

Zustellkosten auf Anfrage