



Artikelnummer: F-MED-MC-100

motion cycle 100 med

€ 2.700,00

~~**€ 3.000,00**~~

Preis inkl. 20% MwSt. - gilt für Selbstabholung.
Beachten Sie Angaben zur Zustellung bzw. Montage.

Unser motion cycle 100 med ist unser Einstiegsmodell in professionelles Ergometertraining. Sie erhalten Sie ein langlebiges Trainingsgerät, welches Ihnen beim täglichen Ergometer-Training lange Freude machen wird.

Es bietet Ihnen „Made in Germany“ zu einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ausstattung

Medizinprodukt Klasse IIa

Übersichtliches LCD-Display

Mono-Riemenantrieb, selbstdienstleistend und leise

Störungsfreie Polar®-Hybrid-Herzfrequenzanzeige mit automatischer Kopplung (5 kHz und Bluetooth Low Energy)

Tiefer, breiter Durchstieg

Vertikal verstellbarer Sattel

Trainingsprogramme

Quickstart

Watt (Zeittraining)

Pulstraining

Technische Daten

Maße (L/B/H): 117/65/145 cm

Gesamtgewicht: 58 kg

Nutzergewicht: bis 130 kg

Netzunabhängiger Betrieb

Leistungsbereich: Abstufung in 5 Watt Schritten

25 – 300 Watt drehzahlunabhängig

Drehzahlbereich 20 – 120 U/min

Optionen

Längenverstellbare Kurbel

Transportsystem „motion easy move“

Codiertes Polar-Sender-Set

Gerätefarbe

weiss

Vorteile:

-

Freier Durchstieg bei Ergometern

Hoher Bedienkomfort

Display leicht ablesbar

Ideal auch für privaten den Einsatz Zuhause

Netzunabhängiger Betrieb

- Freier Durchstieg bei Ergometern
- Hoher Bedienkomfort
- Display leicht ablesbar
- Ideal auch für privaten den Einsatz Zuhause
- Netzunabhängiger Betrieb